

HUNTLEIGH

D900/D920/D930

Anwendungshinweise

Kullanım Talimatları

Brugsvejledning

Instrucciones de uso

χρήσης

使用方

Mode d'emploi

Bruksanvisning

Gebruiksaanwijzing

aanwijzing

INSTRUCTIONS FOR USE

Bruksan

talimatları

使用方法

Käyttöohjeet

Instruções de Utilização

Istruzioni per l'uso

Anwendungshinweise

Οδηγίες χρήσης

Anwendungshinweise

HIGH SENSITIVITY POCKET DOPPLERS

Inhoudsopgave

Doppler Meten sites en Aanbevolen Sondes.....	3
1. Veiligheid	4
1.1 <i>Waarschuwingen</i>	<i>4</i>
1.2 <i>Op de patiënt toegepaste onderdelen.....</i>	<i>5</i>
2. Inleiding	6
2.1 <i>Uitpakken / Controles vooraf.....</i>	<i>6</i>
2.2 <i>Batterij Invoeging / Vervanging</i>	<i>6</i>
2.3 <i>Productidentificatie</i>	<i>7</i>
2.4 <i>Productetiket.....</i>	<i>7</i>
3. Operatie	9
3.1 <i>Vasculaire Modus (Alleen D900).....</i>	<i>9</i>
3.2 <i>Obstetrische Modus</i>	<i>10</i>
3.3 <i>Na gebruik</i>	<i>11</i>
4. Verzorging en reiniging	12
4.1 <i>Algemene verzorging</i>	<i>12</i>
4.2 <i>Algemene reiniging en ontsmetting</i>	<i>13</i>
4.3 <i>Reiniging en desinfectie van de op de patiënt toegepaste onderdelen.....</i>	<i>13</i>
4.4 <i>Onderhoud en Reparatie.....</i>	<i>14</i>
5. Specificaties	15
5.1 <i>Classificatie van de uitrusting</i>	<i>15</i>
5.2 <i>Naleving van de normen</i>	<i>15</i>
5.3 <i>Algemeen</i>	<i>16</i>
5.4 <i>Omgeving</i>	<i>16</i>
6. Wegdoen aan het einde van de levensduur	17
7. Garantie en onderhoud.....	18

Geproduceerd in het VK door Huntleigh Healthcare Ltd.

Als onderdeel van het voortdurende ontwikkelingsprogramma behoudt het bedrijf zich het recht voor om specificaties en materialen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Dopplex, aen Huntleigh zijn gedeponeerde handelsmerken van Huntleigh Technology Ltd. 2004.

Doppler Meten sites en Aanbevolen Sondes

1 Jugular Vein
VP4HS, VP5HS

2 Subclavian Vein
VP4HS, VP5HS

3 Fetus
OP2HS, OP3HS

4 Femoral Vein
VP4HS, VP5HS

5 Great Saphenous Vein
VP5HS, VP8HS, EZ8

6 Small Saphenous Vein
VP8HS, EZ8

7 Posterior Tibial Vein
VP8HS, VP10HS, EZ8

8 Posterior Tibial Artery
VP8HS, EZ8

9 Vertebral Artery
VP4HS, VP5HS

10 Carotid Artery
VP5HS, VP8HS, EZ8

11 Subclavian Artery
VP4HS, VP5HS

12 Brachial Artery
VP8HS, EZ8

13 Ulnar Artery
VP8HS, EZ8

14 Radial Artery
VP8HS, EZ8

15 Femoral Artery
VP4HS, VP5HS


16 Digital Artery
VP8HS, VP10HS, EZ8

17 Penis
VP10HS, EZ8

18 Popliteal Artery
VP5HS

19 Metatarsal Artery
VP8HS, VP10HS, EZ8

20 Dorsalis Pedis Artery
VP8HS, VP10HS, EZ8



1. Veiligheid



Voordat u deze apparatuur in gebruik neemt dient u deze handleiding aandachtig door te nemen en uzelf vertrouwd te maken met de bediening, displayfuncties en gebruik. Zorg ervoor dat iedere gebruiker de veiligheid en bediening van het toestel goed begrijpt, omdat een verkeerd gebruik schade kan toebrengen aan de gebruiker of patiënt, of het product.



Wij raden aan dat de blootstelling aan ultrasone geluidsgolven zo laag als mogelijk gehouden wordt (ALARA-richtlijnen: As Low As Reasonably Achievable). Dat wordt beschouwd als een goede aanpak en moet ten alle tijden geobserveerd worden.

Bewaar deze Gebruikersinstructies op een handige plaats zodat u deze later kunt raadplegen.



Opgelet, raadpleeg deze handleiding Raadpleeg het hoofdstuk over veiligheid.



Opgelet, raadpleeg de bijgesloten documenten of gebruikersinstructies

1.1 Waarschuwingen



Gebruik niet in de buurt van brandbare gassen zoals verdoevende middelen.



Gebruik niet in het steriel veld tenzij bijkomende beschermende maatregelen getroffen werden.



Niet :

- ***in vloeistof onderdompelen, (behalve de sonde dan D920/ D930)***
- ***schoonmaken met een oplosmiddel,***
- ***steriliseren aan een hoge temperatuur (bv. Auto-splitsing),***
- ***steriliseren met elektronenstralen of gammastraling.***



Het hoofdtoestel is niet waterdicht en mag niet worden ondergedompeld. Voor gebruik onder water, waar besmetting of kruisbesmetting kan optreden, moet extra barrière voorzorgsmaatregelen worden genomen.



Gebruik Dopplers niet on het oog.



Stel de batterijen niet bloot aan vlammen, ze zouden kunnen ontploffen.



Probeer normale droge batterijen niet op te laden. Ze zouden kunnen lekken, vuur veroorzaken of zelfs ontploffen.



Dit product bevat gevoelige elektronica en sterke radiofrequentie-velden zouden eventueel storingen kunnen veroorzaken. Wanneer dat het geval is, zal de luidspreker ongewone geluiden voortbrengen. Wij raden aan dat de storingsbron gezocht en geëlimineerd wordt.



Alle apparatuur is aangesloten op de golfvorm uitgang moet in overeenstemming zijn met de IEC60601-1: 2005.



Sluit de hoofdtelefoon uitsluitend aan op de hoofdtelefoonstekker.



Dopplex Dopplers zijn controletoeestellen die een hulpmiddel zijn voor professionelen in de gezondheidssector en zouden niet gebruikt mogen worden in plaats van normale vasculaire of foetale monitors. Indien er een twijfel bestaat over de vasculaire gezondheid of de gezondheid van de foetus, dan moeten er onmiddellijk verdere onderzoeken gedaan worden met behulp van alternatieve technieken.







1.2 Op de patiënt toegepaste onderdelen

Zoals gedefinieerd in IEC60601-1:2005, zijn de op de patiënt toegepaste onderdelen van de Dopplex Dopplers de ultrasound sondes.

2. Inleiding

2.1 Uitpakken / Controles vooraf

Inhoud

		Alleen D900 
		


Inspectie bij levering

Huntleigh Healthcare Ltd neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om zeker te stellen dat de goederen u in perfecte staat bereiken. Tijdens het transport en de opslag kan echter per ongeluk schade optreden. Daarom bevelen we aan dat u een grondige visuele inspectie uitvoert onmiddellijk nadat u het toestel ontvangen hebt. Indien u schade vaststelt of indien er onderdelen ontbreken, dient u ervoor te zorgen dat Huntleigh Healthcare Ltd onmiddellijk op de hoogte gesteld wordt.

Opslag


Indien het apparaat niet voor onmiddellijk wordt gebruikt, dient het opnieuw verzegeld te worden in de oorspronkelijke verpakking nadat de aanvankelijke leveringsinspectie werd uitgevoerd en dient het onder bedekte omstandigheden opgeslagen te worden bij een temperatuur tussen -10°C tot $+40^{\circ}\text{C}$ en een relatieve luchtvochtigheid van 10% tot 90% (niet-condenserend).

2.2 Batterij Invoeging / Vervanging




Opmerking: Verwijder de batterij indien het toestel een bepaalde tijd niet gebruikt zal worden.

2.3 Productidentificatie

























	D900	D920 D930	
1	•	•	Hoofdstelcontact
2	•		Golvormcontact
3	•	•	LED-Paneel
4	•	•	Luid-sprecker
5	•	•	Aan/uitschakelaar
6	•	•	Positie van sonde
7	•	•	Volume-knop
8	•		Cal-knop
9	•	•	Batterij-holte
10	•	•	Zakclip



2.4 Productetiket



Toegepaste onderdelen (ultrasound sondes) zijn van het type BF volgens de definities IEC60601-1:2005

 	<p>Opgelet, raadpleeg deze handleiding Raadpleeg het hoofdstuk over veiligheid.</p> <p>Opgelet, raadpleeg de bijgeslotenndocumenten of gebruikersinstructies</p>		
 2797	<p>Dit symbool betekent dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de Richtlijn medische hulpmiddelen (93/42/EEG) - Verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU/2017/745).</p>		
Rx Only	<p>Let Op: Volgens de federale wetgeving is verkoop van dit product uitsluitend toegestaan aan of op voorschrift van een bevoegde zorgverlener.</p>		
IP20	<p>Protected against ingress of solid foreign objects >12.5mm diameter. Not protected against ingress of water.</p>		
Gefabriceerd door:	<p>Huntleigh Healthcare Ltd. 35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom T: +44 (0)29 20485885 sales@huntleigh-diagnostics.co.uk www.huntleigh-diagnostics.com</p>		
	<p>Wettelijke fabrikant in verbinding met het CE-merk in Europa ArjoHuntleigh AB Hans Michelsensgatan 10 211 20 Malmö, Sweden</p>		
	Systeem inschakelen/ uitschakelen		Batterij
	Temperatuur-beperkingen	"MAX 93% RH"	Grenzen voor de relatieve vochtigheid
	Serienummer		Referentinummer
	Medisch hulpmiddel		Toestelidentificatie
	Breekbaar		Droog bewaren
	Hoofdstelcontact		Volym
	Poort RS232		Alignment mark
	Kartonnen verpakking kan gerecycleerd worden.		Haak niet gebruiken
	PVC VRIJ Bevat geen PVC		LATEXVRIJ Bevat geen latex
	Limieten van atmosferische druk		

3. Operatie



Raadpleeg de afbeelding op pagina 3 voor Doppler Meten sites en Aanbevolen Sondes.

Om de sonde aan te sluiten, lijnt u de pijl op de connector uit met de gleuf in de sonde en drukt u deze hard in.

Om de sonde los te koppelen, trekt u krachtig aan de connector. Trek niet aan de kabel.

Let op: Tijdens gebruik, geruis wordt automatisch verminderd voor signalen op een laag niveau, om de kwaliteit van het geluid te verbeteren.

LED-Indicatoren

Groene LED - geeft aan dat de stroom AAN staat.
Gele LED - knippert wanneer de batterijspanning laag is.

Gel

Gebruik ALLEEN ultrasone gel op een waterbasis.

3.1 Vasculaire Modus (Alleen D900)

D900 zullen de vasculaire functie selecteren wanneer een vasculaire sonde aan het toestel bevestigd wordt.

Vasculaire Sonde

Er zijn 5 sondes voor vasculaire onderzoeken:

VP4HS	4MHz \pm1% voor aders die diep liggen
VP5HS	5MHz \pm1% voor aders die diep liggen en voor oedemateuse ledematen
VP8HS	8MHz \pm1% voor periferysche aders
VP10HS	10MHz \pm1% voor gespecialiseerde toepassingen aan de oppervlakte.
EZ8	8MHz \pm1% Widebeam" voor periferysche aders.

Klinisch gebruik

Breng een ruime hoeveelheid gel aan op de plaats die onderzocht moet worden. Plaats de sonde in een hoek van 45° op de huidoppervlakte van de ader die onderzocht moet worden. Pas de positie van de sonde aan om een zo luid mogelijk audio-signaal te ontvangen. Slagaders stoten schelle kloppende geluiden uit. Aders daarentegen maken geen kloppend geluid, maar klinken veeleer als een razende wind.


Voor de beste resultaten dient u de sonde zo stil mogelijk te houden vanaf het ogenblik dat de optimale positie gevonden werd. Pas het audiovolume aan, indien gewenst.

Golfvorm opnemen - Alleen D900

De D900 kan verbonden worden aan een grafiek-recorder met behulp van een geschikt snoer dat in de tracé-uitgang gestoken kan worden (voor meer informatie over de grafischerecorder kunt u het handboek van de fabrikant raadplegen).

Cal-functie

De basislijn en de gevoeligheid van de grafiekrecorder kunnen ingesteld worden met behulp van de Cal-functie. Deze geeft een basislijn met een nul-snelheid en de volgorde van pulsen zoals hieronder getoond wordt:



Er worden twee niveaus van ijkpulsen voorzien. Wanneer Cal actief is zullen de ijksignalen die gesynchroniseerd zijn met de ijkpulsen, een invloed hebben op het audio-signaal.

Als de knop ingedrukt gehouden wordt, zal de ijkvolgorde herhaald worden. Wanneer de ijkvolgorde volledig is, zal de normale werking hervat worden.

3.2 Obstetrische Modus

Alleen D900

De obstetrische functie wordt automatisch geselecteerd wanneer een obstetrische sonde (OP2HS of OP3HS) aan de controle-eenheid bevestigd wordt.

In deze functie worden de golfvorm-output ende Cal-functie uitgeschakeld.

Obstetrische Sonde

Er zijn 2 sondes voor obstetrische onderzoeken:

OP2HS	2MHz ±1%
OP3HS	3MHz ±1%

Audio / Flexi Dopplex (D920/D930)

Zowel de Audio Dopplex en de Flexi Dopplex hebben waterdichte sondes (IPX7) voor gebruik onder water.



Het toestel van de D920/D930 is niet waterbestendig en mag niet onder water gedompeld worden

Klinisch gebruik

Breng een ruime hoeveelheid gel aan op het abdomen*. Plaats de contactplaat van de taster vlak tegen de symfyse. Stel de taster zodanig in dat een optimaal audio-signaal verkregen kan worden. Dat kan het best gedaan worden door de sonde rond te kantelen. Vermijd het glijden van de sonde over de huid. In een vroege fase van de zwangerschap kan een volle blaas helpen bij geluidsdetectie. In een latere fase van de zwangerschap worden de beste signalen meestal hoger dan het abdomen opgevangen. Het hart van de foetus klinkt als een galopperend paard en is ongeveer tweemaal zo snel als de hartslag van de moeder. Een windachtig geluid wordt waargenomen van de placenta.

De Dopplex-eenheden kunnen het hart van de foetus reeds horen na 9 tot 10 weken.

Een vroege (9-12 weken) detectie is erg afhankelijk van de bekwaamheden van de operator en andere factoren, en is niet altijd mogelijk.

**Opmerking: Voor D920/D930: Gel is niet vereist wanneer sonde wordt onder water gebruikt*

3.3 Na gebruik

1. Druk op de aan/uit-schakelaar. Indien u de eenheid vergeet uit te schakelen, zal hij automatisch uitgeschakeld worden na 5 minuten.
2. Raadpleeg het hoofdstuk Schoonmaken, na elk gebruik vóór het opbergen of vóór gebruik van het toestel op een andere patiënt.
3. Berg het toestel samen met de sonde en de accessoires op in de zachte draagtas die daarvoor voorzien werd.

4. Verzorging en reiniging

4.1 Algemene verzorging

Alle Huntleigh Producten werden speciaal ontwikkeld voor normaal klinisch gebruik, maar ze kunnen echter delicate componenten, bijvoorbeeld de sondepunt, bevatten die met zorg gehanteerd en behandeld moeten worden.

Af en toe en wanneer de integriteit van het systeem betwijfeld wordt, dient u een controle uit te voeren van alle functies zoals beschreven in de desbetreffende sectie van de IFU. Indien er defecten zijn aan de behuizing, dient u contact op te nemen met Huntleigh of uw distributeur voor een reparatie of vervanging.



Controleer het plaatselijke beleid voor infectiecontrole en eventuele procedures voor het reinigen van medische apparatuur.



Houd u aan de waarschuwingen en richtlijnen voor het labellen van reinigingsvloeistof met betrekking tot het gebruik en persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE).



Gebruik geen schuurmiddelen of -doeken.



Gebruik geen automatische spoelers of autoclaven.



Gebruik geen fenol ontsmettingsmiddelen of oplossingen op basis van schoonmaakmiddelen die kationische oppervlakte-actieve stoffen, stoffen op basis van ammonia of parfums en antiseptische oplossingen bevatten.



Vóór gebruik dient overtollige oplossing uit het oekje geknepen te worden wanneer reinigings- of ontsmettingsdoekjes worden gebruikt.



Laat geen vloeistof in de Producten stromen en dompel de Producten niet onder in een oplossing.



Veeg ontsmettingsmiddel steeds weg met een doek bevochtigd met schoon water.

4.2 Algemene reiniging en ontsmetting

Houd de externe oppervlakken steeds schoon en vrij van vuil en vloeistoffen met een schone, droge doek.

1. Veeg eventuele vloeistoffen van het oppervlak van het product met een schone, droge doek.
2. Schoonvegen met een doek bevochtigd in 70% Isopropylalcohol.
3. Volledig droogvegen met een schone, droge doek.
4. Indien het product vervuild werd, dient u de methoden te gebruiken zoals beschreven voor de op de patiënt toegepaste onderdelen.

4.3 Reiniging en desinfectie van de op de patiënt toegepaste onderdelen

Reinig de sondes alvorens een patiënt te onderzoeken aan de hand van de onderstaande reinigingsmethode voor laag risico.

Na het onderzoek van de patiënt dient u de sondes te reinigen en/of desinfecteren aan de hand van de gepaste methode afhankelijk van het risico op kruisbesmetting zoals onderstaand beschreven:

Risico	Definitie	Procedure
Laag	Normaal gebruik of situaties met laag risico, inclusief patiënten met gave huid en geen bekende infectie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder vuil, veeg met een mild en neutraal schoonmaakmiddel en spoel of veeg met een absorberend materiaal bevochtigd met water. 2. Volledig droogvegen met een schone doek.
Gemiddeld	De patiënt heeft een bekende infectie, de huid is niet intact en het gedeelte is zwaar vervuild.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volg de procedure voor laag risico en veeg vervolgens met een doek bevochtigd in natriumhypochloriet 1.000ppm). 2. Na twee minuten afspoelen of afvegen met een absorberend materiaal bevochtigd met water en daarna droog met een schone doek.
Hoog	Deze procedure mag uitsluitend gebruikt worden wanneer het onderdeel vervuild werd met bloed.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volg de procedure voor laag risico en veeg vervolgens met een doek bevochtigd in natriumhypochloriet (10.000ppm). 2. Na twee minuten afspoelen of afvegen met een absorberend materiaal bevochtigd met water en daarna droog met een schone doek.



Herhaald en overbodig gebruik van geconcentreerde oplossingen veroorzaakt schade aan het Product. Laat geen natriumhypochloriet oplossingen in contact komen met metalen onderdelen.

Wanneer andere ontsmettingsmaterialen gebruikt worden dan de materialen die vermeld worden, is de gebruiker verantwoordelijk voor de effectiviteit van dit materiaal en de compatibiliteit van dit materiaal met het toestel.

4.4 Onderhoud en Reparatie

Het wordt aanbevolen het product te inspecteren telkens wanneer het product gebruikt wordt, besteed bijzondere aandacht aan de punt van de sondes, controleer op barsten, etc en controleer ook de kabel en connector. Alle krakende geluiden of onregelmatig gedrag moet onderzocht worden.



Dit product vereist geen periodiek onderhoud.

Er is ook gepaste testapparatuur en een volledige reeks reserve-onderdelen beschikbaar. Verwijs naar de onderhoudshandleiding voor meer informatie en onderdeelnummers.

Een volledige technische beschrijving wordt voorzien in de Service Manual 726374.

5. Specificaties


5.1 Classificatie van de uitrusting

Type bescherming tegen elektrische schokken	Intern aangedreven toestel
Mate van bescherming tegen elektrische schokken 	Type B - uitrusting met een toegepast onderdeel 
Gebruiksmodus	Continu
Mate van bescherming tegen schadelijke instroming van deeltjes en/of water	Hoofd Eenheid: Gewone Apparatuur D920 / D930 sondes: IPX7 Alle andere sondes (enige tip): IPX1
Veiligheidsgraad van toepassing in de aanwezigheid van een ontvlambaar anestheticum	Apparatuur niet geschikt voor gebruik in aanwezigheid van een ONTVLAMBAAR ANESTHETISCH MENGSEL MET LUCHT, ZUURSTOF OF LACHGAS

5.2 Naleving van de normen

IEC60601-1: 2005


5.3 Algemeen

Max. geluidsoverbrenging: (Luid-spreker)	Meestal 500mW (kwadratisch gemiddelde)
Auto-uitschakel functie	Na 5 minuten van voortdurende werking
hoofdtelefoon 	Max. uitgangsvermogen: 25 mW RMS (32Ω) Connector: 3,5 mm stereo jack aansluiting Max. aangelegde spanning: +9V met gelijkstroom
Golfvorm-uitgangen (Alleen D900) 	Nul-kruiser; 0,5V/kHz, 3,5V volledige schaal Cal niveaus: 1kHz + 2kHz, Max. aangelegde spanning: +9V met gelijkstroom), Connector: mono-contact van 3'5mm
Soort batterij	IEC 6LR61 of IEC 6LP3146
Levensduur batterij	Meestal 500 x onderzoeken van 1 minuut
Grootte	Hoogte: 140mm, Diepte: 27mm, Breedte: 74mm
Gewicht	295g

5.4 Omgeving

Bediening		Bediening
+10°C tot +30°C	Temperatuurbereik	-10°C tot +40°C
10% tot 90% (nietcondenserend)	Relatieve vochtigheid	93% maximaal
860mb tot 1060mb	Druk	860mb tot 1060mb

6. Wegdoen aan het einde van de levensduur



Dit symbool wijst erop dat dit product, inclusief de accessoires en verbruiksartikelen, onderhevig is aan de regelgevingen van de WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) en op verantwoordelijke manier weggegooid dient te worden conform de lokale procedures.

7. Garantie en onderhoud

Huntleigh Healthcare Ltd standaardvoorwaarden gelden op alle verkooptransacties. Op verzoek is een kopie beschikbaar.

Deze bevatten volledige details van de garantievoorwaarden en beperken de statutaire rechten van de consument niet.

Terugzendingen

Als uw Dopplex-eenheid om de één of andere reden ingeleverd moet worden, kunt u er dan a.u.b. voor zorgen dat:

- dient u het product te reinigen volgens de instructies in deze handleiding.
- dient u het in een geschikte verpakking in te pakken.
- dient u een ontsmettingscertificaat te bevestigen (of andere verklaring waarin verklaard wordt dat het product gereinigd werd) aan de buitenkant van de verpakking.
- Duid de verpakking aan met 'Service Department - D900/D920/D930'

Huntleigh Healthcare Ltd behoudt zich het recht voor een product terug te zenden dat geen ontsmettingscertificaat bevat.

Raadpleeg het onderstaande adres a.u.b. voor service, onderhoud en alle vragen die daarmee verband houden, of voor meer informatie over andere Huntleigh Healthcare Dopplex producten:

Customer Care Department.
Huntleigh Healthcare, Diagnostic Products Division,
35, Portmanmoor Rd.,
Cardiff. CF24 5HN
United Kingdom.

Tel: +44 (0)29 20496793 - Service (24u antwoordapparaat)

Tel: +44 (0)29 20485885

Fax: +44 (0)29 20492520

Email: sales@huntleigh-diagnostics.co.uk
service@huntleigh-diagnostics.co.uk
www.huntleigh-diagnostics.com

Als er zich een ernstig voorval voordoet in relatie met dit medische hulpmiddel dat de gebruiker of de patiënt treft, dan moet de gebruiker of de patiënt dit ernstige voorval melden aan de fabrikant of distributeur van het medische hulpmiddel.

In de Europese Unie dient de gebruiker het ernstige voorval ook te melden aan de bevoegde autoriteit in de lidstaat waar deze zich bevindt.

Manufactured in the UK by Huntleigh Healthcare Ltd on behalf of;



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden



Huntleigh Healthcare Ltd.

35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom
T: +44 (0)29 20485885 sales@huntleigh-diagnostics.co.uk
www.huntleigh-diagnostics.com

Registered No: 942245 England & Wales. Registered Office:
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF
©Huntleigh Healthcare Limited 2005-2014

A Member of the Arjo Family

® and ™ are trademarks of Huntleigh Technology Limited

As our policy is one of continuous improvement, we reserve the right to modify designs without prior notice.

HUNTLEIGH

AW.: 1001048-2

734321-NL-5
(NEDERLANDS)

04/2021